



Mast Group Ltd.
Mast House, Derby Road, Bootle
Liverpool, Merseyside, L20 1EA
United Kingdom
Tel: + 44 (0) 151 472 1444
Fax: + 44 (0) 151 944 1332
email: sales@mastgrp.com
Web: www.mastgrp.com

Mast Diagnostica GmbH
Feldstrasse 20
DE-23858 Reinfeld
Germany
Tel: + 49 (0) 4533 2007 0
Fax: + 49 (0) 4533 2007 68
email: mast@mast-diagnostica.de
Web: www.mastgrp.com

Mast Diagnostic
12 rue Jean-Jacques Mention
CS91106, 80011 Amiens, CEDEX 1
France
Tél: + 33 (0) 3 22 80 80 67
Fax: + 33 (0) 3 22 80 99 22
email: info@mast-diagnostic.fr
Web: www.mastgrp.com



MASTDISCS®

Antimicrobial Susceptibility Test Discs

MASTDISCS®. Μια ευρεία γκάμα από μεμονωμένους αντιμικροβιακούς δίσκους για τεστ ευαισθησίας σε γυάλινα φιαλίδια και πλαστικά φυσιγγία.

ΓΙΑ IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Περιεχόμενα: 100 δίσκοι σε ένα φιαλίδιο ή ένα φυσιγγίο ή σε πακέτο των 5 φυσιγγίων όπου έκαστο περιέχει 50 δίσκους.

Σύσταση: Χάρτινοι δίσκοι Διαμέτρου 6mm σε χαρτί φίλτρου εντυπωμένοι με έναν κατάλληλο κωδικό αναγνώρισης με ακριβή ανάλυση περιεκτικότητας αντιμικροβιακού παράγοντα.

Αποθήκευση και διάρκεια ζωής

Αποθηκεύστε στους 2 να 8°C στις συσκευασίες που παρέχονται μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Αφήστε να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν το άνοιγμα. Επιστρέψτε στο ψυγείο αμέσως μετά τη χρήση.

Προειδοποιήσεις

Μόνο για χρήση *in vitro* διαγνωστική. Τηρήστε τις εγκεκριμένες προφυλάξεις για βιολογικούς κινδύνους και ασφατικές τεχνικές. Για χρήση μόνο από επαρκώς εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο εργαστηριακό προσωπικό. Αποστειρώστε όλα τα βιολογικά απόβλητα πριν την απόρριψη. Αναφερθείτε στο φύλλο ασφάλειας προϊόντος.

Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται

Κοινά μικροβιολογικά αναλώσιμα και εξοπλισμός όπως loops, MAST θρεπτικά υλικά, στειλεοί, stick εφαρμογής, αποτεφρωτήρες και επωαστήρες, κλπ, όπως επίσης ορολογικά και βιοχημικά αντιδραστήρια και πρόσθετα όπως αίμα. Ερμηνευτικά κριτήρια από καθιερωμένες μεθόδους αναφοράς. MAST® DiscMaster Διανεμητής.

Διαδικασία

Τα MASTDISCS® θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με μια κατάλληλη πιστοποιημένη μέθοδο εξέτασης ευαισθησίας. Διάφορες εναλλακτικές μεθοδολογίες είναι διαθέσιμες και τα MASTDISCS® είναι συμβατά με αυτές.

1. Αφαιρέστε το δοχείο MASTDISCS® από το ψυγείο και αφήστε να ισορροπήσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν το άνοιγμα.
2. Χρησιμοποιώντας μια αποστειρωμένη βελόνα ή μια λαβίδα, μεταφέρατε κάθε δίσκο που απαιτείται στην επιφάνεια ενός κατάλληλου πλακιδίου με υλικό για τεστ ευαισθησίας της MAST® π.χ. Mueller-Hinton Agar (DM170), ξηρό και προ-ενοφθαλμισμένο με τον οργανισμό προς δοκιμασία σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθούμενη μεθοδολογία.
3. Εάν χρησιμοποιηθεί MASTDISCS® σε φυσιγγία, φορτώστε κάθε απαραίτητο φυσιγγίο εντός του MAST® DiscMaster Διανεμητή.

4. Τοποθετήστε το φορτωμένο DiscMaster διανεμητή πάνω από ένα τρυβλίο Petri και διανείμετε τους δίσκους (βλ. οδηγίες DiscMaster για περισσότερες λεπτομέρειες).
5. Επωάστε τα τρυβλία σε θερμό αέρα 35 να 37°C για 18 να 24 ώρες (ή εναλλακτικά επωάστε ανάλογα με τις συνθήκες της ακολουθούμενης μεθοδολογίας).
6. Μετρήστε (στο εγγύτερο εύρος αναστολής σε χιλιοστά-άλως) και καταγράψτε τη διάμετρο κάθε ζώνης αναστολής που παρατηρείτε γύρω από τους εμποτισμένους με αντιβιοτικό δίσκους.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Ερμηνεύστε τις καταμετρημένες ζώνες αναστολής σε συνάρτηση με τους δημοσιευμένους πίνακες που αφορούν στο κριτικό εύρος της διαμέτρου που παρέχονται από τις ενδεδειγμένες αρχές και χαρακτηρίστε τη δοκιμασία του μικροοργανισμού σαν ευαίσθητο (S), ενδιάμεσως ευαίσθητο (I), ή ανθεκτικό (R).

Ποιοτικός έλεγχος

Ελέγχετε για σημάδια αλλοίωσης. Ο ποιοτικός έλεγχος θα πρέπει να εκτελείται με τουλάχιστον ένα οργανισμό ώστε να επιβεβαιώνεται η ορθή εικόνα της ευαισθησίας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η αντίδραση με τον οργανισμό ελέγχου δεν είναι ορθή και η παρακάτω λίστα αναφέρει το εύρος και την αποδοτικότητα των μικροοργανισμών αναφοράς τα οποία ο τελικός χρήστης μπορεί εύκολα να χρησιμοποιήσει.

Οργανισμοί Ελέγχου	
<i>Escherichia coli</i> ATCC® 25922	Ενδεδειγμένη εικόνα τεστ ευαισθησίας*
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853	Ενδεδειγμένη εικόνα τεστ ευαισθησίας*
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 25923	Ενδεδειγμένη εικόνα τεστ ευαισθησίας*

*Βλ. τον αντίστοιχο πίνακα ποιοτικού ελέγχου

Περιορισμοί

Κάθε απόκλιση από τις μεθόδους που περιγράφηκαν μπορεί να παράγει λανθασμένα αποτελέσματα. **Πρέπει να συμβουλευτείτε την πρόσφατη δημοσιευθείσα έκδοση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για πλήρεις λεπτομέρειες της διαδικασίας εξέτασης και για τα ερμηνευτικά κριτήρια.**

Αναφορές

Παρέχεται βιβλιογραφία κατόπιν αίτησης.