

MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3

Enzymimmunoassay zur qualitativen und quantitativen Bestimmung
von humanen IgG-/ IgM-/ IgA-Antikörpern gegen Parainfluenza-1/2/3 Viren
in Serum und Plasma

Enzyme immunoassay for the detection and quantification
of human IgG / IgM / IgA antibodies against Parainfluenza virus type 1/2/3
in serum and plasma

Test immunoenzymatique pour la détection et la quantification
des anticorps IgG / IgM / IgA anti virus parainfluenza type 1, 2 et 3
dans le sérum et le plasma humain

Gebrauchsinformation / Instructions for Use / Notice Technique



Nur zur *in-vitro* Diagnostik / For *in vitro* diagnostic use only /
Usage *in vitro* uniquement



Deutsch: Seiten 03–09



English: Pages 10–16



Français: Pages 17–24

MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3 IgG	REF 680981	12 x 8 Tests
MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3 IgM	REF 680982	12 x 8 Tests
MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3 IgA	REF 680983	12 x 8 Tests

Lagerung / Storage / Conservation: 2–8 °C

MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3 – 2008-01-07

MAST

	Inhalt	Seite
1.	Einleitung	4
2.	Testprinzip und Verwendungszweck	4
3.	Packungsinhalt	5
4.	Zusätzlich benötigte Materialien	5
5.	Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen	6
6.	Lagerung und Stabilität	6
7.	Probengewinnung und -handhabung	6
8.	Testdurchführung	7
9.	Auswertung und Interpretation	8
10.	Testcharakteristika	8
11.	Literatur	9

1. Einleitung

Parainfluenza Viren können jeden Menschen zu jeder Jahreszeit und in jedem Land der Erde infizieren und haben von daher den Namen „Chamäleon der Medizin“ erhalten. Neben der bekannten Assoziation mit Krupp und Bronchitis erzeugt das Parainfluenza Virus neben Infektionen des oberen und unteren respiratorischen Trakts auch fiebrige Krankheitszustände und Entzündungen des zentralen Nervensystems (ZNS).

Weitere typische Symptome sind Rhinitis, Husten und Pharyngitis, allerdings ohne das Auftreten einer Lymphadenopathie. Vor allem Parainfluenza 3 ist nach dem respiratorisch-syncytialen Virus (RSV) die häufigste Ursache für Bronchitiden und Bronchopneumonien.

Da die Abgrenzung zu einer einfachen Erkältung differentialdiagnostisch schwierig ist, ergibt sich hier eine Indikation für serologische Abklärungen des Krankheitsbildes. Parainfluenza Viren enthalten RNA und gehören zu dem Genus Paramyxovirus. Sie sind durch eine mit Glykoproteinen versetzte Lipidhülle charakterisiert.

Dieser Glykoproteinanteil ist verantwortlich für die Hämagglutination sowie für durch Neuraminidase verursachte Wirkungen, die für die Rolle der Viren als respiratorische Erreger entscheidend sind. Wenn das respiratorische Epithel einmal befallen ist, beträgt die Inkubationszeit 3–6 Tage und die Ausscheidung des Virus kann bis zu einem Monat andauern.

Parainfluenza Viren wurden in humanem Material zum ersten Mal 1956 isoliert und in der Folge hat man vier Antigen unterschiedliche Arten klassifiziert, die als Parainfluenza Typen 1, 2, 3 und 4 bezeichnet werden.

Parainfluenza Infektionen können serologisch mittels der indirekten Hämagglutination, der KBR oder der ELISA-Technik erfasst werden. Eine direkte Diagnostik kann über den Erregernachweis in bronchialen Sekreten durch Immunfluoreszenz erfolgen. Ferner werden auch PCR-Bestimmungen eingesetzt.

Der Vorteil der ELISA-Methode beruht auf der Möglichkeit, die verschiedenen Immunglobulinklassen IgG, IgM und IgA getrennt nachzuweisen, womit eine eindeutige Zuordnung zu einer frischen oder einer abgelaufenen Infektion möglich wird.

2. Testprinzip und Verwendungszweck

Der MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3 dient dem Nachweis und der Quantifizierung von spezifischen IgG-/ IgM-/ IgA-Antikörpern gegen Parainfluenza-1/2/3 Viren in Serum oder Plasma. Daten zur Verwendung des ELISAs für andere Körperflüssigkeiten können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3 ist nur zur *in-vitro* Diagnostik zu verwenden.

Das Testprinzip des ELISAs kann in 4 Schritten beschrieben werden.

2.1 Seruminkubation und 1. Waschschrift

Spezifische Antikörper bilden mit dem Antigen, das an die Festphase gebunden ist, einen stabilen Immunkomplex. Nach einer 60-minütigen Inkubation bei Raumtemperatur werden unspezifisch gebundene Serumkomponenten durch Waschen entfernt.

2.2 Konjugatinkubation und 2. Waschschrift

Meerrettich-Peroxidase-markiertes Anti-human-IgG /-IgM /-IgA bindet an die entsprechenden Antikörper auf dem Festphasenantigen und bildet mit diesen einen stabilen Immunkomplex. Überschüssiges nicht gebundenes Konjugat wird nach der 30-minütigen Inkubation durch Waschen entfernt.

2.3 Substrat- und Stopreaktion

Nach Zugabe des TMB-Substrats wird dieses durch das Enzymkonjugat umgesetzt. Es entsteht eine bläuliche Färbung, deren Intensität mit der Menge der gebundenen Konjugatmoleküle korreliert. Nach 20 Minuten Inkubation wird die Reaktion durch Zugabe von 0,5 M Schwefelsäure (H₂SO₄) gestoppt. Die pH-Verschiebung führt zum Farbumschlag von blau nach gelb.

2.4 Auswertung

Die Reaktionsansätze können nun mit einem ELISA-Plattenreader bei 450 nm (empfohlene Referenzwellenlänge bei bichromatischer Messung: 600–690 nm) gemessen werden. Die Extinktion (OD) korreliert mit der Konzentration der spezifischen Antikörper.

Das Ergebnis kann aus einer Eichkurve abgelesen oder durch geeignete Kurvenberechnung (4-Parameter-Anpassung, Spline-Approximation o.ä.) ermittelt werden.

3. Packungsinhalt

Der Testkit enthält genügend Reagenzien für $12 \times 8 = 96$ Bestimmungen. Die Streifen der Mikrotiterplatte sowie alle anderen Reagenzien sind bei 2–8 °C zu lagern. Das Verfallsdatum der einzelnen Komponenten ist auf den jeweiligen Etiketten vermerkt.

12	Streifen	mit je 8 einzeln abbrechbaren Wells, die mit Antigen von Parainfluenza-1/2/3 Viren beschichtet sind
1 x	Rahmen	für Streifen der Mikrotiterplatte (MTP)
4 x 2 mL	Kalibratoren 1–4	humanes Serum mit IgG-/ IgM-/ IgA-Antikörpern gegen Parainfluenza-1/2/3 Viren, verdünnt mit PBS in folgenden Konzentrationen, stabilisiert mit 0,01 % Methylisothiazolon und 0,01 % Bromnitrodioxan als Konservierungsmittel, gebrauchsfertig

		IgG	IgM	IgA
Kal. 1 (negativ)	Konzentration (U/mL)	1	1	1
Kal. 2 (Cut-off)		10	10	10
Kal. 3 (schwach positiv)		30	40	40
Kal. 4 (positiv)		125	200	100

1 x 60 mL	Serumdiluent	PBS/BSA Puffer Natriumazid ($\text{NaN}_3 < 0,1 \%$) als Konservierungsmittel
1 x 12 mL	Enzymkonjugat	Meerrettich-Peroxidase markiertes Anti-human-IgG /-IgM /-IgA (Ziege), gebrauchsfertig
1 x 12 mL	TMB-Substrat	3,3',5,5' Tetramethylbenzidin, gebrauchsfertig
1 x 12 mL	Stopplösung	0,5 M H_2SO_4 (Schwefelsäure), gebrauchsfertig
1 x 60 mL	Waschpuffer 10 x Konz.	PBS/Tween Puffer, vor Gebrauch 1:10 mit dest. Wasser verdünnen, vor Gebrauch kurz erwärmen, um mögliche Kristalle zu lösen
2 x	Abdeckfolie	Zur Abdeckung der Mikrotiterplatte (MTP) während der Inkubation
1 x	Plastikhülle	Zur Lagerung nicht benötigter MTP-Streifen

4. Zusätzlich benötigte Materialien

- 5 µL-, 100 µL- und 500 µL-Pipetten oder Multipipetten
- Photometer für Mikrotiterplatten mit 450 nm Filter (Referenzfilter 600–690 nm)
- Waschgerät für Mikrotiterplatten (bei manuellem Waschen: Waschflasche)
- Röhrchen für Serumverdünnungen
- Messzylinder
- Destilliertes Wasser oder Wasser höherer Qualität

5. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Den Test nur zur *in-vitro* Diagnostik verwenden! Reagenzien nicht schlucken oder einatmen. Die Sicherheitsbestimmungen des Labors sind zu beachten. Im Labor darf nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.
- Alle Seren und Plasmen sowie Puffer des Kits, die humanes Probenmaterial enthalten, wurden mit anerkannten Methoden auf HBsAg, HIV und HCV getestet und für negativ befunden. Da das Vorhandensein solcher Erreger trotzdem nicht völlig ausgeschlossen werden kann, sollten die Reagenzien wie potenziell infektiöses Material behandelt werden.
- Serum- und Reagenzien-Kontaminationen sollten mit Desinfektionsmitteln gesäubert und der Abfall entsprechend entsorgt werden.
- Alle Reagenzien müssen vor Testbeginn auf Raumtemperatur (18–24 °C) gebracht werden.
- Vor der Verwendung sind die Reagenzien gut zu mischen. Heftiges Schütteln und Schaumbildung sind zu vermeiden.
- Beim Pipettieren ist auf gleiche Zeitintervalle zu achten, um für alle Testansätze gleiche Bedingungen zu gewährleisten.
- Beim Öffnen der Fläschchen ist eine Kontamination des Stopfens zu vermeiden. Um das Risiko möglicher Oxidationen zu minimieren, sind die Fläschchen nach Gebrauch sofort wieder zu verschließen.
- Um Verschleppungen und Kreuzkontaminationen zu vermeiden, sind Einmal-Spitzen zu verwenden.
- Reagenzien verschiedener Kit-Chargen sollten nicht verwendet werden.
- Alle Reagenzien sind vor Ablauf des Verfallsdatums zu verwenden.
- Gemäß den GLP (Good Laboratory Practice) oder entsprechenden Richtlinien sind alle Laborgeräte regelmäßig auf Funktion und Präzision zu prüfen, dies gilt z. B. für die Pipetten, Waschgeräte und ELISA-Reader.
- Der Kontakt mit der Schwefelsäure enthaltenden Stopplösung und TMB-Substrat ist zu vermeiden. Bei Hautkontakt unverzüglich und gründlich mit Wasser abwaschen. Alle Geräte sofort nach Gebrauch sorgfältig reinigen.

6. Lagerung und Stabilität

Alle Reagenzien bei 2–8 °C lagern.

Das Verfallsdatum jedes Kitbestandteils ist auf dem entsprechenden Etikett vermerkt. Die Reagenzien nach Ablauf des Verfallsdatums nicht weiter verwenden.

Verdünnter Waschpuffer kann bei 2–8 °C gelagert werden. Unter diesen Bedingungen kann er bis zu 4 Wochen verwendet werden.

Nach dem Öffnen ist das angebochene Kit innerhalb von 3 Monaten zu verwenden.

7. Probengewinnung und -handhabung

Es kann sowohl Serum als auch Plasma (EDTA, Heparin) zur Bestimmung verwendet werden. Die Proben können 3 Tage bei 2–8 °C aufbewahrt werden. Bei längerer Aufbewahrung Proben sofort nach Entnahme in Aliquots aufteilen und bei -20 °C einfrieren. Proben, deren Konzentration über dem höchsten Kalibrator liegt, müssen mit Serumdiluent weiter verdünnt und erneut analysiert werden.

Wiederholtes Einfrieren und Auftauen der Proben ist zu vermeiden!

Aufgetaute Proben sollten vor der Verwendung im Test gemischt (Vortex) werden.

Lipämische, ikterische oder hämolysierte Proben können falsche Ergebnisse ergeben.

Vor der Analyse müssen Patientenproben mit Serumdiluent 1:101 (z. B. 5 µL Serum + 500 µL Serumdiluent) verdünnt werden.

Zur Vermeidung von Störungen durch Rheumafaktoren können die Patientenproben mit MASTSORB (Kat.-Nr.: 651003) präabsorbiert werden. **Kalibratoren dürfen nicht absorbiert werden.**

8. Testdurchführung

8.1. Vorbereitung der Reagenzien

Alle Reagenzien und Proben mischen und auf Raumtemperatur (RT, 18–24 °C) bringen.

Waschpuffer: Beim Vorliegen von Salzkristallen das Konzentrat auf 37 °C erwärmen und nach Lösung der Kristalle mischen.

Das Waschpuffer-Konzentrat mit destilliertem Wasser 1:10 verdünnen (z. B. 60 mL Konzentrat + 540 mL dest. Wasser), mischen.

- Die Gebrauchsanweisung ist zu befolgen. Jegliche Abänderung oder Modifikation erfolgt in Verantwortung des Anwenders.
- Alle Reagenzien müssen vor Testbeginn auf Raumtemperatur gebracht werden. Die Reagenzien sollten nur so lange wie nötig bei Raumtemperatur gelagert werden.
- Für die quantitative Auswertung ist mit jedem Testansatz eine Eichkurve zu erstellen.
- Nicht benötigte MTP-Streifen sollten in der Plastikhülle bei 2–8 °C trocken gelagert werden.

8.2. Testablauf

Hinweis: Es können andere als die empfohlenen Inkubationsbedingungen gewählt werden. Bei Abweichung vom vorliegenden Protokoll (z. B. Inkubationstemperatur 37 °C statt RT) ist der Anwender für die Validierung des Tests verantwortlich.

1. Je 100 µL der vorverdünnten (1:101) Patientenproben und gebrauchsfertigen Kalibratoren in die entsprechenden Vertiefungen pipettieren.
2. Streifen mit der beiliegenden Folie verschließen und bei RT für 60 Minuten inkubieren.
3. Platteninhalt verwerfen und Vertiefungen mit 3 x 300 µL gebrauchsfertigem Waschpuffer waschen. Rückstände von Waschpuffer sind durch Ausklopfen der Platten auf Vliespapier zu entfernen.
4. 100 µL Enzymkonjugat in alle Vertiefungen pipettieren.
5. Streifen mit der beiliegenden Folie verschließen und bei RT für 30 Minuten inkubieren.
6. Waschen wie unter Punkt 3. beschrieben.
7. 100 µL TMB-Substrat pipettieren.
8. Streifen mit der beiliegenden Folie verschließen und bei RT für 20 Minuten im Dunkeln inkubieren.
9. Reaktion durch Zugabe von 100 µL Stopplösung beenden.
10. Inhalt der Vertiefungen kurz mischen und anschließend bei 450 nm messen. Als Blank wird gegen Luft gemessen. Es wird empfohlen, als Referenzwellenlänge 600–690 nm zu verwenden. Die Konzentrationen können graphisch an Hand der Eichkurve oder mittels Computersimulation berechnet werden.

Die entwickelte Farblösung sollte innerhalb von 60 Minuten nach Zugabe der Stopplösung gemessen werden.

9. Auswertung und Interpretation

Beispiel

	OD 450 nm	korrigierte OD Werte	Mittelwert OD
Blank	0,008		
Kalibrator 1 (negativ)	0,024 / 0,020	0,016 / 0,012	0,014
Kalibrator 2 (cut-off)	0,647 / 0,634	0,639 / 0,626	0,633
Kalibrator 3 (schwach positiv)	1,428 / 1,439	1,420 / 1,431	1,426
Kalibrator 4 (positiv)	2,238 / 2,276	2,230 / 2,268	2,249

Die obige Tabelle dient als Beispiel. Die Daten beschreiben keine Werte, die in anderen Laboratorien erhalten wurden. **Die Daten dürfen nicht zur Erstellung einer Eichkurve verwendet werden.**

9.1. Qualitative Auswertung

Die berechnete Absorption der Probe wird mit der des Cut-off Kalibrators verglichen. OD-Werte über dem Cut-off sind als positiv, Werte unterhalb der Cut-off OD als negativ zu bewerten.

Werte im Bereich der Cut-off OD ($\pm 20\%$) sind als Graubereich zu betrachten. Es wird empfohlen, die Bestimmung zu wiederholen oder 2–4 Wochen später eine neue Patientenprobe zu analysieren. In diesem Fall sollten beide Proben innerhalb eines Testlaufs untersucht werden.

Die optische Dichte des positiven Kalibrators muss mindestens doppelt so hoch sein wie die des Cut-off Kalibrators.

9.2. Quantitative Auswertung

Die Konzentrationen der MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3 IgG-/ IgM- bzw. IgA-Kalibratoren werden in Einheiten (U/mL) angegeben. Die exakten Konzentrationen sind auf den Etiketten der Kalibratoren angegeben. Die Extinktion wird entweder graphisch oder mittels Computersimulation gegen die Konzentration der Kalibratoren aufgetragen und die Konzentration der Patientenprobe direkt abgelesen oder berechnet.

10. Testcharakteristika

Die Testcharakteristika der MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3 IgG-/ IgM-/ IgA-ELISAs wurden entsprechend den Vorgaben der IVD-Direktive der EU erstellt und bewegen sich im erwarteten Bereich. Auf Wunsch können diese Daten dem Anwender zur Verfügung gestellt werden.

11. Literatur

1. Collins PL, Chanock RM, McIntosh K. Parainfluenza viruses, in Fields BN (ed): Fields Virology. Philadelphia, Lippincott-Raven Publishers pp 1205-1241(1996).
2. Chanock RM. Association of a new type of cytopathogenic myxovirus with infantile croup. *J Exp Med* 104: 555-576, (1956).
3. Andrewes CH, Bang FB, Chanock RM, et al. Parainfluenza viruses 1, 2, and 3: Suggested names for recently described myxoviruses. *Virology* 8: 129-130, (1959).
4. Hotez PJ, Doveikis SA. Adult respiratory distress syndrome associated with parainfluenza virus type 1 in children. *Pediatr Infect Dis J* 9: 750-752, (1990).
5. Monto AS. The Tecumseh study of respiratory illness: V: Patterns of infection with the parainfluenza viruses. *Am J Epidemiol* 97: 338-348, (1973).
6. Hornsleth A. Respiratory virus disease in infancy and childhood in Copenhagen 1963-65: an estimation of the etiology based on complement fixation tests. *Acta Pathol Microbiol Scand* 69: 287-303, (1967).
7. Killgore GE, Dowdle WR. Antigenic characterization of parainfluenza 4a and 4b by the hemagglutination-inhibition test and distribution of HI antibody in human sera. *Am J Epidemiol* 91: 308-316, (1970).
8. LaPlaca M, Moscovici C. Distribution of parainfluenza antibodies in different groups of population. *J Immunol* 88: 72-77, (1962).
9. Fan J, Henrickson KJ. Rapid diagnosis of human parainfluenza virus type 1 infection by quantitative reverse transcription-pcr-enzyme hybridization assay. *J Clin Microbiol* 34: 1914-1917, (1996).
10. Karron RA, Wright PF, Hall SL, et al: Live attenuated bovine parainfluenza virus type 3 vaccine is safe, infectious, immunogenic, and phenotypically stable in infants and children. *J Infect Dis* 171: 1107-1114, (1995).

	Contents	Page
1.	Intended Use	11
2.	Introduction	11
3.	Principle of the Test	11
4.	Kit Contents	12
5.	Materials Required but not Provided	12
6.	Warnings and Precautions	13
7.	Storage and Stability	13
8.	Specimen Collection and Handling	13
9.	Assay Procedure	14
10.	Results and Interpretation	15
11.	Assay Performance	15
12.	References	16

1. Intended Use

MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3 has been designed for the detection and the quantification of specific IgG / IgM / IgA antibodies respectively against Parainfluenza virus type 1/2/3 in serum and plasma. Further applications in other body fluids are possible and can be provided on request.

This assay is intended for *in-vitro* diagnostic use only.

All laboratory test results should be interpreted in conjunction with other clinical data. The clinical judgement and further tests have to be taken into account additionally.

2. Introduction

The infection with parainfluenza viruses is air-borne from man-to-man. Various species of animals may serve as virus reservoir. Parainfluenza viruses are endemically spread world-wide. The seroprevalence of parainfluenza in infants in their first year of life is 50 %. Typical for parainfluenza viruses are frequent re-infections, this applies particularly to parainfluenza 3 viruses. Incubation time is 2–6 days.

The parainfluenza viruses are a subgroup of the paramyxoviruses. They are of the same size of approximately 150–300 nm. They are ether-sensitive, agglutinate human or chicken erythrocytes and have a receptor-destructive enzyme, as known from influenza viruses. They can be cultivated best in primary monkey cell cultures or in human epithelia cell cultures, however, less successful in embryonized chicken eggs. It is differentiated between parainfluenza 1, 2, 3 and 4.

Together with the respiratory syncytial viruses (RSV), the pathogens belong to the major viral pathogens for diseases of the respiratory tract, accompanied by severe clinical symptoms. In adults, parainfluenza virus causes a feverish rhinitis and laryngitis. First signs are sudden headaches, pain in muscles and joints, followed by fever of 38–39 °C. If the lower respiratory tract is involved, additionally trachyphonia and dry cough develops as a sign of tracheobronchitis.

Parainfluenza-1 causes severe pneumonias in newborns, manifested by high fever, cyanosis, dyspnoea and bloody purulent sputum. Sometimes meningitis symptoms occur at the same time.

Parainfluenza-2 very often causes an acute laryngotracheobronchitis with pseudocroup in infants and children. First signs of the infection are catarrhal symptoms, followed by trachyphoena, dry barking cough and inspiratory stridor.

Parainfluenza-3 viruses are considered the major pathogens of pneumonia and bronchiolitis.

While types 1, 2 and 3 are distributed worldwide, parainfluenza type 4 appears only in the USA. Infections 1 and 3 occur all the year, while parainfluenza 2 and 4 viruses appear only sporadically.

Laboratory diagnosis of parainfluenza viruses is done with haemagglutination inhibiting test (HIT) complement binding reaction (CF) and neutralisation test (NT). Newer methods are IFA and ELISA, which allow identification of IgG and IgA antibodies in patient serum. In differential diagnosis, tests for other paramyxoviruses like mumps, shipping fever viruses and simianvirus type 5 have to be performed due to possible cross-reactions.

3. Principle of the Test

The principle of the test reaction can be described in four stages.

3.1 Serum incubation

Specific antibodies bind to the antigens on the solid phase to form a stable immune complex. After a 60 minutes incubation at room temperature the wells are washed with prediluted wash buffer to remove all non-reactive serum components.

3.2 Conjugate incubation

The anti-human-IgG /-IgM /-IgA horseradish peroxidase conjugate is added to all wells. The conjugate binds to IgG / IgM / IgA antibodies on the solid phase antigen to form a stable sandwich. After a 30 minutes incubation at room temperature the excess conjugate is removed by washing all wells with washing buffer.

3.3 Substrate reaction and stopping

The TMB substrate is dispensed into each well and the peroxidase enzyme/substrate reaction forms a stable blue chromogen. The reaction and subsequently the colour development is stopped after 20 minutes incubation at room temperature by adding 0.5 M H₂SO₄ to the wells. The change in pH also causes the chromogen to change colour from blue to yellow.

3.4 Reading and interpretation

The intensity of the colour is read in a microtiter plate reader at 450 nm (recommended reference wavelength for bichromatic measurement: 600–690 nm). The intensity of the colour (OD) is directly proportional to the concentration of the specific antibody in the patient sample.

4. Kit Contents

The kits contains sufficient reagents for 12 x 8 = 96 determinations. The strips and solutions have to be stored at 2–8 °C. The expiry date is mentioned on the labels.

12 strips	Microtiter strips	single strips each with 8 break-apart wells coated with antigen of Parainfluenza virus type 1/2/3 virus
1 x	Frame holder	
4 x 2 mL	Calibrators 1–4	human serum containing antibodies against Parainfluenza virus type 1/2/3 (concentrations listed below) diluted in PBS and stabilised with 0.01 % methylisothiazolone and 0.01 % bromonitrodioxane as preservatives, ready to use

		IgG	IgM	IgA
Cal. 1 (negative)	Concentration (U/mL)	1	1	1
Cal. 2 (cut-off)		10	10	10
Cal. 3 (weak positive)		30	40	40
Cal. 4 (positive)		125	200	100

1 x 60 mL	Serum diluent	PBS/BSA buffer solution, contains < 0.1 % sodium azide as preservative, ready to use
1 x 12 mL	Enzyme conjugate solution	HRP-labelled goat anti-human-IgG /-IgM /-IgA, ready to use
1 x 12 mL	TMB substrate	3,3',5,5' Tetramethylbenzidine, ready to use
1 x 12 mL	Stopping solution	0.5 M sulfuric acid, ready to use
1 x 60 mL	Washing buffer	PBS/Tween buffer solution 10x concentrated to be diluted 1:10 prior to use; the concentrate should be warmed up to 37 °C for 15 minutes to avoid any crystals
2 x	Plate sealers	to cover microtiter strips during incubation
1 x	Plastic bag	re-sealable for dry storage of non-used strips

5. Materials Required but not Provided

- 5 µL-, 100 µL- and 500 µL micro- and multichannel pipets
- Microtiter plate reader with a 450 nm filter (reference filter 600–690 nm)
- Microtiter Plate Washer (in case of manual washing: wash bottle)
- Reagent tubes for the serum dilution
- Measuring cylinder
- Distilled water or water of higher quality

6. Warning and Precautions

- For *in-vitro* diagnostic use only! Do not ingest or swallow! Laboratory safety precautions should be followed. Do not eat, drink or smoke in the laboratory.
- All sera and plasma or buffers based upon have been tested to HBsAg, HIV and HCV respectively with generally accepted methods and were found negative. Nevertheless, precautions like the use of latex gloves have to be taken.
- Serum and reagent spills have to be wiped off with a disinfecting solution (e.g. sodium hypochlorite 5 %) and have to be disposed of properly.
- All reagents have to be brought to room temperature (18–24 °C) before performing the test.
- Before pipetting all reagents should be mixed thoroughly by gentle tilting or swinging. Vigorous shaking with formation of foam should be avoided.
- It is important to pipet with constant intervals so that all the wells of the microtiter plate have the same conditions.
- When removing reagents out of the bottles care has to be taken that the stoppers are not contaminated. Further a possible mix-up has to be avoided. The content of the bottles is usually sensitive to oxidation so that they should be opened only for a short time.
- In order to avoid a carry-over or a cross-contamination separate disposable pipet tips have to be used.
- No reagents from different kit lots should be used and they should not be mixed with one another.
- All reagents have to be used within shelf life.
- In accordance with a Good Laboratory Practice (GLP) or following ISO 9001 all laboratory devices employed should be regularly checked regarding the accuracy and precision. This refers e.g. to microliter pipets and washing or reading (ELISA Reader) instrumentation.
- The contact of certain reagents especially the stopping solution and the substrate with skin, eye and mucosa has to be avoided because possible irritations and acid burns could arise and there exists a danger of intoxication.

7. Storage and Stability

Store all reagents at 2–8 °C.

The expiry date of each reagent is printed on the individual labels. Do not use any reagents after the expiry date has been exceeded.

The diluted washing buffer is stable for up to 4 weeks when stored at 2–8 °C.

The opened kit should be used within three months.

8. Specimen Collection and Handling

Both serum or plasma (EDTA, heparin) can be used for the determination. Serum is separated from the blood which is aseptically drawn by venipuncture after clotting and centrifugation. The serum or plasma samples can be stored at 2–8 °C for up to 3 days. They should be kept at -20°C for a longer storage. The samples should not be frozen and thawed repeatedly. Lipemic, hemolytic or bacterially contaminated samples can cause false positive or false negative results.

Patient sera must be prediluted 1:101 in serum diluent (e.g. 5 µL serum + 500 µL serum diluent) prior to testing.

Samples containing concentrations higher than the highest calibrator have to be diluted further with serum diluent.

In case of interference with rheumatic factors, serum preabsorption with RF absorbent (MASTORB™ Order Code: 651003) is recommended. **Do not absorb the calibrators.**

9. Assay Procedure

9.1. Preparation of Reagents

Allow all kit components and specimens to reach room temperature (RT, 18–24 °C) prior to use and mix well.

Washing buffer: Dissolve any crystals which may be in the bottle by warming to 37 °C and then mix well.

Dilute the concentrated washing buffer 1:10 with distilled water (e.g. 60 mL buffer concentrate + 540 mL distilled water). Mix thoroughly.

- Strictly follow the instructions for reliable test performance. Any changes or modifications are within the responsibility of the user.
- All reagents and samples must be brought to room temperature before use, but should not be left at this temperature for longer than necessary.
- A standard curve should be established with each assay.
- Put the unused microtiter strips back in the plastic bag and store them dry at 2–8 °C.

9.2. Assay Steps

Prepare a sufficient amount of microtiter wells for calibrators, controls and samples.

Note: Other incubation conditions might be possible. In case of modifications of the recommended test procedure (e.g. incubation temperature 37 °C instead of RT) the user has to validate assay performance.

1. Pipette 100 µL each of the diluted (1:101) samples and the ready to use calibrators into the appropriate wells.
2. Cover plate with the enclosed plate sealing foil and incubate at room temperature for 60 minutes.
3. Discard the contents of the microwells and wash 3 times with 300 µL of diluted washing buffer. Afterwards remove residues of the washing solution by gentle tapping of the microtiter plate on a paper towel.
4. Pipette 100 µL of enzyme conjugate solution into each well.
5. Cover plate with plate sealing foil and incubate for 30 minutes at room temperature.
6. Discard the contents of the microwells and wash 3 times with 300 µL of diluted washing buffer. Afterwards remove residues of the washing solution by gentle tapping of the microtiter plate on a paper towel.
7. Dispense 100 µL of TMB substrate into each well.
8. Cover plate with the plate sealing foil and incubate for 20 minutes in the dark (e.g. drawer) at room temperature.
9. Add 100 µL of stopping solution to each well.
10. After thorough mixing and wiping the bottom of the plate, read the optical density at 450 nm and calculate the results. Blank against air. A bichromatic measurement using a reference wavelength of 600–690 nm is recommended.

The developed colour is stable for at least 60 minutes. Read optical densities during this time.

10. Results and Interpretation

Example

	OD 450 nm	corrected OD	Mean OD Value
Blank	0.008		
Calibrator 1 (negative)	0.024 / 0.020	0.016 / 0.012	0.014
Calibrator 2 (cut-off)	0.647 / 0.634	0.639 / 0.626	0.633
Calibrator 3 (weak positive)	1.428 / 1.439	1.420 / 1.431	1.426
Calibrator 4 (positive)	2.238 / 2.276	2.230 / 2.268	2.249

The table above should be considered as an example which was achieved under arbitrary temperature and environmental conditions. **These data do NOT describe reference values which have to be found in other laboratories in the same way!**

10.1. Qualitative Calculation

The calculated OD values for patient sera as mentioned above are compared with the value for the cut-off calibrator. If the value of the sample is higher, then it should be read as positive.

A value below the cut-off calibrator should be read as negative. It seems reasonable to define a range of $\pm 20\%$ around the value of the cut-off as a grey zone. It is recommended to repeat results laying within the grey zone using the same serum or a new sample of the same patient, taken after 2–4 weeks. Both samples should be measured in parallel in the same run.

The positive calibrator must show an absorption value at least double the value received by the cut-off calibrator.

10.2 Quantitative Calculation

The ready to use calibrators of the Parainfluenza virus type 1/2/3 antibody kits are defined and values expressed are in arbitrary units (U/mL). This gives access to an exact and reproducible quantification and in consequence patient antibody titer monitoring is possible. Concentration values for calibrators are printed on the labels of the vials.

A standard curve is plotted by entering the mean absorbance value of the calibrators on the Y-axis and the corresponding concentration on the X-axis using graph paper. The concentration of the patient samples can then be read directly from the graph.

The calculation of the result can be performed using a computer and a suitable software program.

11. Assay Performance

The assay characteristics of the MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3 IgG / IgM / IgA ELISAs have been established and assessed according the European IVD directive. Detailed validation data can be provided on special request.

12. References

1. Collins PL, Chanock RM, McIntosh K. Parainfluenza viruses, in Fields BN (ed): Fields Virology. Philadelphia, Lippincott-Raven Publishers pp 1205-1241(1996).
2. Chanock RM. Association of a new type of cytopathogenic myxovirus with infantile croup. *J Exp Med* 104: 555-576, (1956).
3. Andrewes CH, Bang FB, Chanock RM, et al. Parainfluenza viruses 1, 2, and 3: Suggested names for recently described myxoviruses. *Virology* 8: 129-130, (1959).
4. Hotez PJ, Doveikis SA. Adult respiratory distress syndrome associated with parainfluenza virus type 1 in children. *Pediatr Infect Dis J* 9: 750-752, (1990).
5. Monto AS. The Tecumseh study of respiratory illness: V: Patterns of infection with the parainfluenza viruses. *Am J Epidemiol* 97: 338-348, (1973).
6. Hornsleth A. Respiratory virus disease in infancy and childhood in Copenhagen 1963-65: an estimation of the etiology based on complement fixation tests. *Acta Pathol Microbiol Scand* 69: 287-303, (1967).
7. Killgore GE, Dowdle WR. Antigenic characterization of parainfluenza 4a and 4b by the hemagglutination-inhibition test and distribution of HI antibody in human sera. *Am J Epidemiol* 91: 308-316, (1970).
8. LaPlaca M, Moscovici C. Distribution of parainfluenza antibodies in different groups of population. *J Immunol* 88: 72-77, (1962).
9. Fan J, Henrickson KJ. Rapid diagnosis of human parainfluenza virus type 1 infection by quantitative reverse transcription-pcr-enzyme hybridization assay. *J Clin Microbiol* 34: 1914-1917, (1996).
10. Karron RA, Wright PF, Hall SL, et al: Live attenuated bovine parainfluenza virus type 3 vaccine is safe, infectious, immunogenic, and phenotypically stable in infants and children. *J Infect Dis* 171: 1107-1114, (1995).

	Sommaire	Page
1.	Domaine d'utilisation	18
2.	Introduction	18
3.	Principe du test	18
4.	Composition du coffret	19
5.	Matériel nécessaire mais non fourni	20
6.	Précautions d'utilisation	20
7.	Conservation et stabilité	21
8.	Prélèvement et transport des échantillons	21
9.	Procédure ELISA	22
10.	Résultats et interprétation	23
11.	Performances du test	23
12.	Bibliographie	24

1. Domaine d'utilisation

Le coffret MASTAZYME™ Parainfluenza 1/2/3 a été conçu pour la détection et la quantification des anticorps IgG / IgM / IgA anti- Parainfluenza 1/2/3 dans le sérum et le plasma. Des applications supplémentaires sur d'autres prélèvements biologiques sont possibles et peuvent être fournies sur demande.

Diagnostic *in vitro* uniquement.

Tous les résultats d'analyses doivent être interprétés en conjonction avec les données cliniques. Le tableau clinique et les tests supplémentaires doivent également être pris en compte.

2. Introduction

L'infection à virus Parainfluenza se propage via l'air d'un individu à l'autre. Différentes espèces animales peuvent servir de réservoir aux virus. Les virus Parainfluenza sont endémiquement présents dans le monde entier. La séroprévalence des virus Parainfluenza est de 50 % chez les enfants dans leur première année. Il y a fréquemment des ré-infections par les virus Parainfluenza. Le temps d'incubation est de 2 à 6 jours.

Les virus Parainfluenza sont un sous-groupe des Paramyxovirus. Ils sont approximativement de la même taille. Ils sont sensibles à l'éther, agglutinent les érythrocytes humains et de poulets et possèdent une enzyme de destruction des récepteurs bien connue chez les virus Influenza. Ils se cultivent le mieux sur cellules primaires de singe ou sur cellules épithéliales humaines, et avec moins de succès sur les embryons de poulets. Ils sont différenciés Parainfluenza 1, 2, 3 et 4.

Avec le VRS, ils sont les principaux virus responsables des maladies du système respiratoire accompagnées de symptômes cliniques sévères. Chez les adultes, les virus Parainfluenza sont responsables de rhinites et de laryngites avec fièvre. Les premiers signes sont des maux de tête soudains et des courbatures suivis d'une fièvre à 38-39°C. Si le système respiratoire est atteint plus profondément, une toux sèche et une voix rauque apparaissent également en raison d'une trachéobronchite.

Parainfluenza-1 provoque de graves pneumonies chez le nouveau-né avec fièvre élevée, cyanose, dyspnée, crachats purulents et sanguinolents. Parfois il apparaît en même temps des symptômes méningés.

Parainfluenza-2 provoque très souvent une laryngotrachéobronchite aiguë avec une laryngite striduleuse (ou faux croup) chez les nourrissons ou les enfants. Les premiers signes d'infection sont les symptômes catarrheux suivis de la voix rauque, d'une toux sèche et d'une inspiration striduleuse.

Parainfluenza-3 est considéré comme l'agent majeur responsable des pneumonies et des bronchiolites.

Alors que les types 1, 2 et 3 sont présents dans le monde entier, le type 4 n'apparaît qu'aux USA. Les infections à Parainfluenza 1 et 3 apparaissent toute l'année alors que celles à Parainfluenza 2 et 4 n'apparaissent que sporadiquement.

Le diagnostic sérologique des virus Parainfluenza est fait avec le test d'inhibition de l'hémagglutination, la fixation du complément et le test de neutralisation. D'autres méthodes plus récentes comme l'IFA et L'ELISA permettent l'identification des anticorps IgG et IgA dans le sérum des patients. Pour un diagnostic différentiel, les tests pour d'autres Paramyxovirus comme les oreillons, les virus porteurs de fièvre et le virus simien type 5 doivent être effectués en raison de réactions croisées possibles.

3. Principe du test

Le principe du test peut être résumé en quatre étapes.

3.1 Incubation des sérums

Les anticorps spécifiques se lient aux antigènes adsorbés sur la phase solide pour former des complexes immuns stables. Après une incubation de 60 minutes à température ambiante, les puits sont lavés avec la solution de lavage prédiluée afin d'éliminer les composants non liés du sérum.

3.2 Incubation du conjugué

Le conjugué anti- IgG /-IgM /-IgA humaines marqué à la peroxydase du Raifort est ajouté dans tous les puits. Il se lie aux anticorps IgG / IgM / IgA des complexes immuns adsorbés sur la phase solide. Après 30 minutes d'incubation à température ambiante, le conjugué en excès est éliminé par lavage de tous les puits avec la solution de lavage

3.3 Réaction du substrat et de la solution stop

Le substrat TMB est déposé dans tous les puits et le développement de la réaction donne une coloration stable bleu. Le développement de la réaction est stoppée après 20 minutes d'incubation à température ambiante par ajout d'acide sulfurique (H₂SO₄) 0.5 M dans chaque puits. La variation de pH provoque un changement de couleur du bleu au jaune.

3.4 Lecture et interprétation

L'intensité de coloration est lue à l'aide d'un lecteur de microplaques à 450 nm (filtre de référence recommandé pour la lecture bichromatique: 600–690 nm). L'intensité de coloration (DO) est directement proportionnelle à la concentration d'anticorps spécifiques présents dans le sérum du patient.

4. Composition du coffret

Le coffret contient les réactifs nécessaires et suffisants pour 12 x 8 = 96 déterminations. Les barrettes et les solutions doivent être stockées à 2–8 °C. La date de péremption est inscrite sur les étiquettes.

- 12 barrettes Barrettes de microtitration barrettes sécables de 8 puits coatées avec l'antigène du virus Parainfluenza 1/2/3.
- 1 x Cadre de microplaque
- 4 x 2 mL Calibrateurs 1–4 Sérums humains contenant des anticorps anti - Parainfluenza 1/2/3 (concentrations ci-dessous) dilués dans du PBS et stabilisés avec 0.01 % de méthylisothiazolone et 0.01 % de bromonitrodioxane comme conservateurs, prêts à l'emploi.

		IgG	IgM	IgA
Cal. 1 (négatif)	Concentration (U/mL)	1	1	1
Cal. 2 (seuil)		10	10	10
Cal. 3 (positif faible)		30	40	40
Cal. 4 (positif)		125	200	100

- 1 x 60 mL Diluant des sérums Solution tampon PBS/BSA, contient < 0.1 % d'azoture de sodium comme conservateur, prêt à l'emploi.
- 1 x 12 mL Conjugué Conjugué HRP de chèvre anti-IgG /-IgM /-IgA humaines, prêt à l'emploi.
- 1 x 12 mL Substrat TMB 3,3',5,5' Tétraméthylbenzidine, prêt à l'emploi.
- 1 x 12 mL Solution Stop Acide sulfurique 0.5 M, prêt à l'emploi.
- 1 x 60 mL Solution de lavage Solution tampon PBS/Tween concentrée 10 X à diluer au 1:10 avant utilisation; la solution concentrée peut être chauffée à 37 °C pour éviter la formation de cristaux.
- 2 x Films adhésifs pour couvrir les barrettes de la microplaque pendant les incubations.
- 1 x Sac plastique refermable pour éviter l'humidité sur les barrettes non utilisées.

5. Matériel nécessaire mais non fourni

- Micropipettes et pipettes multicanaux de 5 µL, 100 µL et 500 µL
- Lecteur de microplaques avec filtre à 450 nm (filtre de référence 600–690 nm)
- Laveur automatique de microplaques (en cas de lavage manuel: pissette)
- Tubes pour la dilution des sérums
- Cylindre de mesure
- Eau distillée ou ultra pure

6. Précautions d'utilisation

- Usage *in vitro* uniquement! Ne pas ingérer ou avaler ! les mesures de sécurité du laboratoire doivent être suivies. Ne pas manger, boire ou fumer dans le laboratoire.
- Tous les sérums et réactifs inclus dans le coffret ont été trouvés négatifs pour l'antigène Hbs, le VIH et le VHC. Cependant, des précautions telles que le port de gants doivent être prises.
- Si des sérums ou des réactifs sont renversés, nettoyer la surface avec une solution désinfectante (ex: eau de Javel à 5 %) puis jeter dans des récipients adaptés.
- Tous les réactifs doivent être ramenés à température ambiante (18–24 °C) avant de commencer le test.
- Avant de pipeter, tous les réactifs doivent être mélangés doucement en les inclinant ou en les retournant doucement. Eviter la formation de mousse par des mélanges trop vigoureux.
- Il est important de distribuer les réactifs avec des intervalles de temps constants pour que tous les puits de la microplaques soient dans les mêmes conditions.
- Veillez à ne pas contaminer les bouchons des flacons de réactifs Eviter les risques de mélange des réactifs. Le contenu des flacons est souvent sensible à l'oxydation, ils doivent donc rester ouvert le moins longtemps possible.
- Changer d'embouts de pipette entre chaque réactif ou sérum afin d'éviter les contaminations.
- Ne pas interchanger les réactifs de différents lots.
- Ne pas utiliser le coffret au delà de la date de péremption.
- Selon les Bonnes Pratiques de Laboratoires ou la norme ISO 9001 tous les matériels de laboratoire utilisés doivent être vérifiés régulièrement pour l'exactitude et la précision. Ceci comprend, les micropipettes et l'instrumentation ELISA telle que le lecteur et le laveur.
- Eviter le contact de la solution stop et du substrat avec la peau, les yeux et les muqueuses car ils peuvent provoquer des irritations ou des brûlures acides. De plus, il existe un risque d'intoxication.

7. Conservation et stabilité

Conserver tous les réactifs à 2–8 °C.

La date de péremption de chaque réactif est imprimée sur son étiquette. Ne pas utiliser les réactifs au delà de leur date de péremption.

La solution de lavage diluée est stable 4 semaines à 2–8 °C.

Une fois ouvert le kit doit être utilisé dans les 3 mois.

8. Prélèvement et transport des échantillons

Le sérum ou le plasma (EDTA, héparine) peuvent être utilisés pour le test. Prélever le sang aseptiquement puis séparer le sérum par centrifugation après coagulation. Les échantillons de sérum ou de plasma peuvent être conservés pendant 48 heures à 2–8 °C. Ils doivent être conservés à -20 °C pour des durées plus longues. Les échantillons ne doivent pas être congelés et décongelés de façon répétée. Les échantillons hyperlipidiques, hémolysés ou contaminés peuvent donner des résultats faussement négatifs ou positifs.

Les échantillons de sérum doivent être prédilués au 1:101 dans le diluant des sérums (ex: 5 µL de sérum + 500 µL de diluant des sérums) avant le test.

Les échantillons ayant des concentrations supérieures au plus fort calibrateur doivent être redilués dans le diluant des sérums.

En cas d'interférences avec le facteur rhumatoïde, il est conseillé d'adsorber les échantillons avec l'adsorbant (MASTSORB™ Code: 651003). **Ne pas adsorber les calibrateurs.**

9. Procédure ELISA

9.1. Préparation des réactifs

Ramener tous les réactifs et les échantillons à température ambiante (18-24 °C) avant utilisation et bien les mélanger.

Solution de lavage: Dissoudre les éventuels cristaux en chauffant à 37 °C et bien mélanger.

Diluer la solution de lavage concentrée au 1:10 avec de l'eau distillée (ex: 60 mL de solution de lavage concentrée + 540 mL d'eau distillée).
Mélanger minutieusement

- Suivre strictement les instructions pour obtenir de bons résultats. Tous changements ou modifications sont sous la responsabilité de l'utilisateur.
- Tous les réactifs et les échantillons doivent être ramenés à température ambiante avant utilisation, mais ne doivent pas rester à cette température plus longtemps que nécessaire.
- Une courbe étalon doit être réalisée pour chaque test.
- Conserver les barrettes non utilisées dans leur sac plastique à 2–8 °C.

9.2. Test ELISA

Préparer la quantité suffisante de puits pour les calibrateurs, les contrôles et les échantillons.

Remarque : **D'autres conditions d'incubation peuvent être utilisées. En cas de modifications dans la procédure du test (ex: incubation à 37 °C au lieu de la température ambiante) l'utilisateur doit valider les performances du test.**

1. Déposer 100 µL de chaque échantillon dilué (1:101) et de chaque calibrateur prêt à l'emploi dans les puits appropriés.
2. Recouvrir la microplaque avec le film adhésif fourni et incuber à température ambiante pendant 60 minutes.
3. Éliminer le contenu des puits et laver 3 fois avec 300 µL de solution de lavage diluée. Ensuite, éliminer les résidus de solution de lavage au fond des puits en tapant doucement la microplaque sur du papier absorbant.
4. Déposer 100 µL de conjugué dans chaque puits.
5. Recouvrir la microplaque avec le film adhésif fourni et incuber à température ambiante pendant 30 minutes.
6. Éliminer le contenu des puits et laver 3 fois avec 300 µL de solution de lavage diluée. Ensuite, éliminer les résidus de solution de lavage au fond des puits en tapant doucement la microplaque sur du papier absorbant.
7. Distribuer 100 µL de substrat dans tous les puits.
8. Recouvrir la microplaque avec le film adhésif fourni et incuber pendant 20 minutes dans le noir (ex: dans un tiroir) à température ambiante.
9. Ajouter 100 µL de solution d'arrêt dans chaque puits.
10. Mélanger doucement, essuyer le dessous de la microplaque et lire la densité optique à 450nm. Calculer les résultats. Blanc contre l'air. Une lecture bichromatique utilisant un filtre de référence à 600–690 nm est recommandée.

La couleur est stable pendant au moins 60 minutes. Lire les densités optiques dans cet intervalle de temps.

10. Résultats et interprétation

Exemple

	DO 450 nm	DO nettes	DO moyennes
Blanc	0.008		
Calibrateur 1 (négatif)	0.024 / 0.020	0.016 / 0.012	0.014
Calibrateur 2 (seuil)	0.647 / 0.634	0.639 / 0.626	0.633
Calibrateur 3 (positif faible)	1.428 / 1.439	1.420 / 1.431	1.426
Calibrateur 4 (positif)	2.238 / 2.276	2.230 / 2.268	2.249

Le tableau ci-dessus doit être considéré comme un exemple obtenu dans des conditions arbitraires de température et d'environnement. Il ne s'agit pas des valeurs de référence à retrouver par d'autres laboratoires dans les mêmes conditions!

10.1. Résultats qualitatifs

Les valeurs de DO nettes calculées pour les sérums des patients sont comparées avec la valeur du calibrateur seuil. Si la valeur de l'échantillon est supérieure à la valeur du seuil, le résultat est positif.

Si la valeur de l'échantillon est inférieure à celle du seuil, le résultat est négatif. Il semble raisonnable de définir une zone de $\pm 20\%$ autour de la valeur du seuil comme zone grise. Il est recommandé de répéter les tests pour les échantillons dont la valeur se situe dans cette zone grise en utilisant le même sérum ou avec un nouvel échantillon prélevé 2 à 4 semaines après. Les deux échantillons peuvent être testés en parallèle dans la même série.

La valeur du calibrateur positif doit être au moins du double de celle du seuil.

10.2 Résultats quantitatifs

Les calibrateurs prêts à l'emploi du coffret MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3 ont des valeurs exprimées en unités arbitraires (U/mL). Ceci donne accès à une quantification exacte et reproductible permettant de suivre l'évolution du titre en anticorps. Les concentrations des calibrateurs sont imprimées sur les étiquettes des flacons.

Tracer la courbe étalon en portant les concentrations des calibrateurs sur l'axe des abscisses et la valeur moyenne d'absorbance correspondante sur l'axe des ordonnées. La concentration en anticorps du sérum du patient peut être lue directement sur la courbe.

Le calcul des résultats peut être fait en utilisant un ordinateur et le logiciel correspondant.

11. Performances du test

Les caractéristiques du test MASTAZYME™ PARAINFLUENZA-1/2/3 IgG / IgM / IgA ELISA ont été établies et évaluées en accord avec la directive Européenne de Diagnostic In Vitro. Les données de la validation peuvent être obtenue sur demande spéciale

12. Bibliographie

1. Collins PL, Chanock RM, McIntosh K. Parainfluenza viruses, in Fields BN (ed): Fields Virology. Philadelphia, Lippincott-Raven Publishers pp 1205-1241(1996).
2. Chanock RM. Association of a new type of cytopathogenic myxovirus with infantile croup. *J Exp Med* 104: 555-576, (1956).
3. Andrewes CH, Bang FB, Chanock RM, et al. Parainfluenza viruses 1, 2, and 3: Suggested names for recently described myxoviruses. *Virology* 8: 129-130, (1959).
4. Hotez PJ, Doveikis SA. Adult respiratory distress syndrome associated with parainfluenza virus type 1 in children. *Pediatr Infect Dis J* 9: 750-752, (1990).
5. Monto AS. The Tecumseh study of respiratory illness: V: Patterns of infection with the parainfluenza viruses. *Am J Epidemiol* 97: 338-348, (1973).
6. Hornsleth A. Respiratory virus disease in infancy and childhood in Copenhagen 1963-65: an estimation of the etiology based on complement fixation tests. *Acta Pathol Microbiol Scand* 69: 287-303, (1967).
7. Killgore GE, Dowdle WR. Antigenic characterization of parainfluenza 4a and 4b by the hemagglutination-inhibition test and distribution of HI antibody in human sera. *Am J Epidemiol* 91: 308-316, (1970).
8. LaPlaca M, Moscovici C. Distribution of parainfluenza antibodies in different groups of population. *J Immunol* 88: 72-77, (1962).
9. Fan J, Henrickson KJ. Rapid diagnosis of human parainfluenza virus type 1 infection by quantitative reverse transcription-pcr-enzyme hybridization assay. *J Clin Microbiol* 34: 1914-1917, (1996).
10. Karron RA, Wright PF, Hall SL, et al: Live attenuated bovine parainfluenza virus type 3 vaccine is safe, infectious, immunogenic, and phenotypically stable in infants and children. *J Infect Dis* 171: 1107-1114, (1995).

Notizen / Notes / Note:

Notizen / Notes / Note:

Notizen / Notes / Note:

Hersteller / Manufactured by:
Fabriqué par:

MAST DIAGNOSTICA
Laboratoriumspräparate GmbH
Feldstraße 20, D-23858 Reinfeld
Deutschland
Tel.: +49 4533 2007-0
Fax: +49 4533 2007-68
www.mastgrp.com
mast@mast-diagnostica.de

Distributed by:

MAST GROUP Ltd.
MAST House, Derby Road, Bootle
UK-Mersey Side L20 1EA
Great Britain
Phone: +44 151 933 7277
Fax: +44 151 944 1332
www.mastgrp.com
sales@mastgrp.com

Distribué par:

MAST DIAGNOSTIC
115, Rue Jules Barni
80000 Amiens
France
Tél.: + 33 3 22 80 80 67
Fax: + 33 3 22 80 99 22
www.mastgrp.com
service-commercial@mast-diagnostic.fr