

 **Mast Group Ltd.**
Mast House, Derby Road, Bootle
Liverpool, Merseyside, L20 1EA
United Kingdom
Tel: + 44 (0) 151 472 1444
Fax: + 44 (0) 151 944 1332
email: sales@mast-group.com
Web: www.mast-group.com

Mast Diagnostica GmbH
Feldstrasse 20
DE-23858 Reinfeld
Germany
Tel: + 49 (0) 4533 2007 0
Fax: + 49 (0) 4533 2007 68
email: mast@mast-diagnostica.de
Web: www.mast-group.com

Mast Diagnostic
12 rue Jean-Jacques Mention
CS91106, 80011 Amiens, CEDEX 1
France
Tél: + 33 (0) 3 22 80 80 67
Fax: + 33 (0) 3 22 80 99 22
email: info@mast-diagnostic.fr
Web: www.mast-group.com



Peptone A

RM50

Utilisation

Peptone neutre avec des propriétés exceptionnelles d'accélération de croissance.

Composition

Voir l'étiquette de la boîte.

Conservation

Tutti i contenitori dei terreni di coltura disidratati dovrebbero essere tenuti ben chiusi e conservati in un luogo asciutto da 10 a 25°C fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta della confezione.

Précautions

Usage *in vitro* uniquement. Observer les précautions de danger et les techniques aseptiques. A utiliser que par du personnel de laboratoire bien formé et qualifié. Stériliser les déchets dangereux avant élimination. Se référer à la fiche de sécurité (disponible sur demande ou sur le site Internet de MAST®).

Depuis fin 1980 MAST® s'approvisionne pour tous les composants des milieux de culture d'origine animale en produits non bovins dans la mesure du possible. Tous les produits d'origine animale bovins ou non sont issus de régions du monde exemptes d'ESB, sont certifié exemptes d'ESB par les services vétérinaires et traités par la chaleur selon la réglementation européenne en vigueur. Malgré ses précautions, les ingrédients MAST® ne doivent pas être utilisés pour la production de vaccins ou comme additif alimentaire ou pour la fabrication de produits à risque élevé mettant en jeu un processus de culture comme ceux destinés à l'utilisation *in vivo* ou à l'agriculture.

Matériels nécessaires non fournis

Matériel et équipement de microbiologie tels que des anses, des suppléments sélectifs MAST®, des écouvillons, des bâtonnets applicateur, des incinérateurs et incubateurs, etc., ainsi que les réactifs biochimiques et sérologiques et des additifs comme du sang.

Description

La peptone A de MAST® à pH neutre est complètement soluble dans l'eau. En synergie avec l'extrait de viande de boeuf et l'agar A de MAST®, elle confère aux milieux de culture d'excellentes conditions de croissance. MAST® a confectionné la peptone A pour satisfaire les besoins des laboratoires microbiologiques cliniques. Les propriétés, de cette peptone équilibrée et dépourvue en hydrates de carbone, sont identiques d'un lot à l'autre. Elle facilite la croissance des bactéries difficiles comme les streptocoques, les pneumocoques et hémophilus spp. Au sein de milieu de croissance, elle est utilisée pour la réaction de Voges-Proskauer et au rouge de méthyle en donnant de bonnes pigmentations et fluorescences.

Procédure

La quantité appropriée de Peptone A MAST® doit être ajouté au milieu de culture avec des ingrédients supplémentaires comme des extraits de viande et de l'agar comme indiquée dans la formule à préparer.

Contrôle de qualité.

Vérifier l'absence de signes de détérioration. Le contrôle de qualité doit être effectué avec au moins une souche de contrôle pour prouver la performance attendue. Ne pas utiliser le produit si les résultats avec la souche de contrôle est incorrect. La liste ci-dessous indique des souches de contrôle faciles à se procurer.

Souches de contrôle	Résultat
<i>Escherichia coli</i> ATCC® 25922	Croissance*
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 25923	Croissance*

*1 % p/v de solution stérile de Peptone A MAST® additionné de 0,5% p/v de chlorure de sodium.

Références

Bibliographie disponible sur demande.