

# CRYOBANK<sup>®</sup>

Das Stammhaltungssystem für  
Mikroorganismen

Lückenlose  
Rückver-  
folgung


- Zuverlässig und bewährt
- Schnell und anwenderfreundlich
- Barcodierte Röhren und Aufbewahrungsboxen
- Wirtschaftlich und effizient

# CRYOBANK®

Die **CRYOBANK®** basiert auf einem Cryoröhrchen-System, das chemisch behandelte Kügelchen (Beads) enthält. Die Cryobank beinhaltet neben den Beads eine spezielle cryogene Konservierungslösung. So bietet die **CRYOBANK®** ein zuverlässiges, komfortables und vielseitiges System zur Langzeitkonservierung anspruchsvoller Bakterien und Pilze. Die **CRYOBANK®** ermöglicht eine einfache Etablierung einer Stammsammlung (z.B. für Qualitätskontrollstämme) sowie ihre sichere Aufbewahrung. Die **CRYOBANK®** kann Routine- und Forschungsarbeiten in der Klinik, der Lebensmittel-, Wasser- und Pharmaindustrie unterstützen.

## Funktionen und Vorteile:

- Barcodierte Röhrchen und Aufbewahrungsboxen für eine lückenlose Rückverfolgung; geeignet für alle gängigen Barcode-Lesegeräte
- Einfache Handhabung
- Bewährte Langzeitkonservierung von anspruchsvollen Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen
- Unkomplizierte und schnelle Verfügbarkeit der Proben durch trockenes Einfrieren ohne Medium
- Langzeitlagerung durch Tiefgefrieren bei -20 °C bis -80 °C: Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit sowie hohen Reaktivierungsraten der Mikroorganismen
- Lieferung mit Entnahme-Tool zur einfachen Entnahme von Cryoröhrchen
- Farbcodierte Beads und Deckel für einfache Zuordnung



## Bestellinformation

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
291800	Cryobank® Starter-Set €€	1 Cryobank gemischt, 1 Cryoblock
291801	Cryobank® - rot €€	80 Röhrchen
291802	Cryobank® - grün €€	80 Röhrchen
291803	Cryobank® - gelb €€	80 Röhrchen
291804	Cryobank® - blau €€	80 Röhrchen
291809	Cryobank® - gemischte Farben €€	80 Röhrchen
29180DRY	Cryobank® - gemischte Farben trocken €€	80 Röhrchen
291690	Cryobank® Aufbewahrungsbox - barcodiert	1 Box für 81 Röhrchen
291610	Cryoblock	1 Block für 18 Röhrchen
291611	Ersatz-Styroporbox	1 Stück

V 1.0 SJW 1217 (MD2018-03-19)

**United Kingdom**  
**Mast Group Ltd.**  
**Mast House, Derby Road, Bootle**  
**Merseyside L20 1EA**

Tel: +44 (0)151 933 7277  
 Fax: +44 (0)151 944 1332  
 e-mail: sales@mastgrp.com

**Germany**  
**Mast Diagnostica GmbH**  
**Feldstraße 20**  
**DE-23858 Reinfeld**

Tel: +49 (0)4533 2007 0  
 Fax: +49 (0)4533 2007 68  
 e-mail: mast@mast-diagnostica.de

**France**  
**Mast Diagnostic**  
**12 rue Jean-Jacques Mention**  
**CS91106, 80011 Amiens, CEDEX 1**

Tél: +33 (0)322 80 80 67  
 Fax: +33 (0)322 80 99 22  
 e-mail: info@mast-diagnostic.fr