

Makropanel 16 K1385 LOT 8000460344 CE 0344
Makropanel 16-P K1384 LOT 8000460343 CE 0344
Cellbind ID16 K7230 LOT 8000460351 CE 0344
Cellbind ID16-P K7231 LOT n.a. CE 0344
Column panel 16 K5020 LOT n.a. CE 0344



Sanquin Reagents B.V.
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
The Netherlands

Phone: +31 20 5123599
Fax: +31 20 5123570
Reagents@sanquin.nl
www.sanquin.org/reagents

IVD ⓘ 2024-04-04

			Rh-Hr							Kell					Duffy		Kidd		Lewis		P	MNS			Luther		Xg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Rh-Hr	ID	C	D	E	c	e	C ^w	f	V	K	k	Kp ^a	Kp ^b	Js ^a	Js ^b	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	P ₁	M	N	S	s		Lu ^a	Lu ^b	Xg ^a	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	R ₁ ^w R ₁	1246754	+	+	0	0	+	+	/	/	0	+	0	+	/	+	+	0	+	0	0	0	0	+	0	+	0	0	+	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	R ₁ R ₁	0180372	+	+	0	0	+	0	/	/	+	+	0	+	/	+	0	+	+	0	0	+	+	0	+	0	+	0	+	0	+	Co(b+)	JK01W	Yt(b+)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3	R ₂ R ₂	0352813	0	+	+	+	0	0	/	/	0	+	0	+	/	+	+	0	+	0	0	+	+	+	+	+	+	0	+	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

MP04 / 17052023

+ = positive; положительный; pozitivní; positif; positiv; позитив; positivo; positive; pozitiv; positivo; pozytywny; positivo; pozitiv; pozitivne; positif; pozitivno
o = negative; отрицательный; negativní; negativ; negativ; отрицател; negativo; négative; negativ; negativo; negativ; negatywny; negativo; negativ; negativny; negativ; negativno
/ = not tested; не е тестван; netestováno; ikke testet; nicht getestet; δεν έχει δοκιμαστεί; no analizado; non testé; niem testelt; non analizzato; nav pārbaudīts; nie testowane; não testado; netestat; netestováno; inte testad; nije testirano
w = weak; слаб; svag; schwach; асбевж; débil; positive faible; gvinga; debole; vājš; slabý; fraco; slab; slabý; svag; slabo
s = strong; силно; silný; stark; stark; ισχυρή; fuerte; positive forte; erősen; forte; spēcīga; silny; forte; puternic; silný; kraftig; jako
ID = donor number; брой на донорите; počet dárců; donornummer; Donor-ID; αριθμός δότη; número de donante; numéro du donneur; donor száma; numero del donatore; donoru skaits; liczba dawców; número do dador; numărul de donator; počet darcov; donatornummer; broj darivatelja