

Magister C24 mit Cellbind



	Säulenagglutinations- technik	Immunfixation mit Säulentecnologie	
Leicht zu interpretieren	✓	✓ ✓	
Positionsfreie Reagenzien	—	✓ ✓	
Klare und eindeutige Ergebnisse	✓	✓ ✓	
Minimales Risiko einer falschen Interpretation	—	✓ ✓	
Ermöglicht eine optimale digitale Verarbeitung der Daten	✓	✓ ✓	
Minimales Auftreten von Schlieren in der Säule	—	✓ ✓	

Referenzen

1. Wan, H-L et al. Poster presentation ISBT; 2012
2. Lee, C-C et al. Poster presentation ISBT; 2012
3. Donk, E.M.M. van der, et al. Internal and external trial; 2013
4. Waldecker, F. Thesis; 2010
5. Sanquin, data on file
6. Cellbind Screen and Magister in the daily routine of the Clinical Laboratory: Poster ISBT 2011, N. Osmanovic, et al



**Magister C24 & Cellbind,
die ideale Kombination**



MEHR FLEXIBILITÄT

Sanquin Reagents BV
Plesmanlaan 125
NL-1066 CX Amsterdam
P.O. Box 9190
NL-1006 AD Amsterdam

For order enquiries
Telephone +31 20 - 512 37 39
Fax + 31 20 - 512 35 70
E-mail reagentsorders@sanquin.nl

For technical information
Telephone +31 20 - 512 35 99
E-mail reagents@sanquin.nl

Sanquin:
Blood Bank
Diagnostic Services BV
Plasma Products BV
Research
Reagents BV

Vertrieb durch / distributed by:

Mast Diagnostica GmbH

Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld
Tel. +49 (0)4533 2007 0
Fax +49 (0)4533 2007 68
mast@mast-diagnostica.de / www.mastgrp.com

**Mast
Group**



www.sanquin.org/reagents

January 2018 (MD2018-05-25)
K-0001-01

MAGISTER C24

Der erste kompakte Blutgruppenvollautomat

Der Magister C24 sorgt für eine sichere, genaue und effiziente Blutgruppenanalyse

Der Magister C24 ist flexibel und schnell:

- Vollautomatisiert
- Tischgerät mit geringer Standfläche
- Kontinuierliches Beladen
- Einfach zu beladen
- Notfallproben
- LIS-Anbindung
- Modular, dadurch geringe Wartungszeiten



**FLEXIBEL
ÖKONOMISCH
SICHER**

CELLBIND

Immunfixation Säulentecnologie

Ein Kartentyp für alle Tests



**FIT
FÜR DIE
ZUKUNFT!**

Cellbind Screen:

- Wenig Lagervorrat und Lagerfläche benötigt
- Nächste Probe auf der gleichen Karte: alle Säulen verwenden

Cellbind Screen geeignet für:

- Antikörpersuche und -identifizierung
- Typisierung von Blutgruppenantigenen
- Serumgegenprobe
- Kreuzprobe
- direkter Antiglobulintest
- Antikörpertitration

Magister C24 und Cellbind

Eine einzige Karte > minimale Lagerhaltung

Die Karte lässt sich leicht an Ihr Protokoll anpassen > passt zu Ihren eigenen Protokollen
Ergebnisse deutlich lesbar oben und unten im Gel > präzise und klare Ergebnisse

Vorteile für Ihre Routine:

Software interpretiert die Reaktion in den Säulen > menschliche Fehler werden vermieden
Nächste Probe kann auf der nächsten verfügbaren Säule beginnen > kein Verlust
Protokolle sind leicht zu adaptieren > ideal, wenn sich Richtlinien ändern

