

MAST[®] DISCMASTER

Dispenser für Antibiotika-Testblättchen
Erstklassiges und präzises Handling



NEU !

Jetzt auch als
8er Dispenser
erhältlich!

- 6er- und 8er Format
- 4 Wochen In-use-Stabilität von Testblättchen
- Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit
- Robustes Design and hervorragende Leistungsfähigkeit

MAST® DISCMASTER

Der **MAST® DISCMASTER** Dispenser wurde für eine verbesserte Leistungsfähigkeit zum präzisen Auflegen von **MASTDISCS®** (inkl. ESBL- AmpC- und Carbapenemase-Kits) entwickelt. Dank des neuartigen und innovativen Designs **können alle Antibiotika-Kits (Carbapenem-Gruppe inbegriffen) über einen Zeitraum von 4 Wochen im Dispenser verwendet werden**, sofern der **MAST® DISCMASTER** in der Transportbox mit funktionsfähigen Trockenmittelkapseln kühl gelagert wird.

Die **MAST® DISCMASTER** Reihe ist als 6er- (gemäß EUCAST) und 8er-Format erhältlich, einfach zu handhaben und reibungslos in den Laboralltag zu integrieren.

Verlängerte In-use-Stabilität von MASTDISCS® durch optimierten Feuchtigkeitsschutz

Alle **MASTDISCS®** Antibiotika-Testblättchen, inklusive die der Carbapenem-Gruppe, sind jetzt für 4 Wochen im Dispenser stabil. Dies gewährleistet präzise und verlässliche Ergebnisse sowie eine komfortable Kontrolle der Lagerbestände.

Höhenverstellbar

Höhenverstellbarer Basisring für verschiedene Agarhöhen.

Akustische Kontrolle beim Einsetzen der Kartuschen

Ein hörbares „Klick“ zeigt an, dass die Kartuschen richtig in den Dispenser eingesetzt wurden.

Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit

Ein optimaler Schutz wird durch die neuen Silikon-dichtungen des Behälters und durch regenerierbare Trockenmittelkapseln gewährleistet.

Exaktes Platzieren der Testblättchen

Die **MASTDISCS®** Testblättchen werden bei jedem Dispensierzyklus präzise und zentriert auf der Agaroberfläche platziert.

Sperrvorrichtung zum Hinweis auf leere Kartuschen

Eine automatische Sperrung macht den Anwender auf leere Kartuschen aufmerksam.



Bestellinformation

Art.Nr.	Produktbezeichnung	Inhalt
773065	MAST® DISCMASTER Dispenser MDD65 für 6 MASTDISCS® Kartuschen (inkl. Aufbewahrungsbehälter)	1
773080	MAST® DISCMASTER Dispenser MDD8 für 8 MASTDISCS® Kartuschen (inkl. Aufbewahrungsbehälter)	1
773001	Einzel-Applikator	5
760000	Ersatz-Trockenmittel für MAST® DISCMASTER Dispenser	2 x 2

ZT170 v.4.0 CEA 10/23 (V.1.1/MD-2024-08-26)

United Kingdom
Mast Group Ltd.
Mast House, Derby Road, Bootle
Merseyside L20 1EA

Tel: +44 (0)151 933 7277
Fax: +44 (0)151 944 1332
e-mail: sales@mastgrp.com

Germany
Mast Diagnostica GmbH
Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld

Tel: +49 (0)4533 2007 0
Fax: +49 (0)4533 2007 68
e-mail: mast@mast-diagnostica.de

France
Mast Diagnostic
12 rue Jean-Jacques Mention
CS91106, 80011 Amiens, CEDEX 1

Tél: +33 (0)322 80 80 67
Fax: +33 (0)322 80 99 22
e-mail: info@mast-diagnostic.fr

www.mast-group.com