

# MAST<sup>®</sup> DISCMASTER

Dispenser für Antibiotika-Testblättchen  
Erstklassiges und präzises Handling



**NEU !**

8er Dispenser  
in Kürze  
erhältlich!

- 6er- und 8er Format
- 4 Wochen In-use-Stabilität von Testblättchen
- Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit
- Robustes Design and hervorragende Leistungsfähigkeit

# MAST® DISCMASTER

Der **MAST® DISCMASTER** Dispenser wurde für eine verbesserte Leistungsfähigkeit zum präzisen Auflegen von **MASTDISCS®** (inkl. ESBL- AmpC- und Carbapenemase-Kits) entwickelt. Dank des neuartigen und innovativen Designs **können alle Antibiotika-Kits (Carbapenem-Gruppe inbegriffen) über einen Zeitraum von 4 Wochen im Dispenser verwendet werden**, sofern der **MAST® DISCMASTER** in der Transportbox mit funktionsfähigen Trockenmittelkapseln kühl gelagert wird.

Die **MAST® DISCMASTER** Reihe ist als 6er- (gemäß EUCAST) und 8er-Format erhältlich, einfach zu handhaben und reibungslos in den Labortag zu integrieren.

## Verlängerte In-use-Stabilität von MASTDISCS® durch optimierten Feuchtigkeitsschutz

Alle **MASTDISCS®** Antibiotika-Testblättchen, inklusive die der Carbapenem-Gruppe, sind jetzt für 4 Wochen im Dispenser stabil. Dies gewährleistet präzise und verlässliche Ergebnisse sowie eine komfortable Kontrolle der Lagerbestände.

## Höhenverstellbar

Höhenverstellbarer Basisring für verschiedene Agarhöhen.

## Akustische Kontrolle beim Einsetzen der Kartuschen

Ein hörbares „Klick“ zeigt an, dass die Kartuschen richtig in den Dispenser eingesetzt wurden.

## Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit

Ein optimaler Schutz wird durch die neuen Silikon-dichtungen des Behälters und durch regenerierbare Trockenmittelkapseln gewährleistet.

## Exaktes Platzieren der Testblättchen

Die **MASTDISCS®** Testblättchen werden bei jedem Dispensierzyklus präzise und zentriert auf der Agaroberfläche platziert.

## Sperrvorrichtung zum Hinweis auf leere Kartuschen

Eine automatische Sperrung macht den Anwender auf leere Kartuschen aufmerksam.



## Bestellinformation

Art.Nr.	Produktbezeichnung	Inhalt
773065	<b>MAST® DISCMASTER</b> Dispenser MDD65 für 6 <b>MASTDISCS®</b> Kartuschen (inkl. Aufbewahrungsbehälter)	1
773080	<b>MAST® DISCMASTER</b> Dispenser MDD8 für 8 <b>MASTDISCS®</b> Kartuschen (inkl. Aufbewahrungsbehälter)	1
773001	Einzel-Applikator	5
760000	Ersatz-Trockenmittel für <b>MAST® DISCMASTER</b> Dispenser	2 x 2

ZT170 v.4.0 CEA 10/23 (V.1.0/MD-2024-05-06)

United Kingdom  
Mast Group Ltd.  
Mast House, Derby Road, Bootle  
Merseyside L20 1EA

Tel: +44 (0)151 933 7277  
Fax: +44 (0)151 944 1332  
e-mail: sales@mastgrp.com

Germany  
Mast Diagnostica GmbH  
Feldstraße 20  
DE-23858 Reinfeld

Tel: +49 (0)4533 2007 0  
Fax: +49 (0)4533 2007 68  
e-mail: mast@mast-diagnostica.de

France  
Mast Diagnostic  
12 rue Jean-Jacques Mention  
CS91106, 80011 Amiens, CEDEX 1

Tél: +33 (0)322 80 80 67  
Fax: +33 (0)322 80 99 22  
e-mail: info@mast-diagnostic.fr

[www.mast-group.com](http://www.mast-group.com)