

23 Janvier 2019

DECLARATION

Objet : Transport, stockage et stabilité des Milieux de Cultures Prêts à l'Emploi de Graso

Nous déclarons par la présente que tous les produits Graso sont fabriqués conformément au système de gestion de la qualité certifié ISO 9001 et 13485, qui couvre la fabrication et la fourniture de dispositifs de diagnostic in vitro.

Nous certifions par la présente, comme le prouvent les essais de stabilité à long terme, que la performance des produits reste stable dans les limites de tolérance acceptées pendant toute la durée de conservation, lorsque les produits sont entreposés dans les conditions recommandées.

Les notices d'utilisation des produits incluent les conditions de stockage recommandées avec une température comprise entre 2 et 12°C, ainsi qu'une protection supplémentaire contre la déshydratation, et dans certains cas (milieux chromogéniques) contre la lumière directe.


Les produits doivent être entreposés dans les conditions décrites tout au long de la période de conservation afin de maintenir des performances stables.

Notre politique d'expédition est basée sur des livraisons à température ambiante et l'arrivée à destination dans un délai maximum de 5 jours. Immédiatement après l'arrivée, les produits doivent être conservés à 2-12°C et il est fortement recommandé de le faire aussi près que possible de la valeur supérieure, afin de réduire l'effet de choc thermique sur les produits.


En cas de températures extrêmes (été chaud, hiver rigoureux), des mesures préventives supplémentaires sont prises, y compris l'isolation de la caisse de transport, l'ajout d'accumulateurs de froid, ... Par été chaud et hiver rigoureux, nous entendons tout écart par rapport aux températures moyennes perçues comme typiques de la saison et de la région en question.

Graso n'offre aucune garantie et n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les conditions d'expédition, le mode de stockage et l'utilisation incorrecte du produit, qui peuvent survenir en dehors du contrôle de Graso.

Tomasz Piątkowski
Directeur Technique



Grzegorz Kujawa
Chef des Opérations



"GRASO" Zenon Sobiecki
83-200 Starogard Gdański, Krąg 4a
tel. 58 562 30 21, fax 58 562 79 87
NIP 592-020-23 48, REGON 14147057
Bank Millennium S.A. Starogard Gdański
30 1160 2207 0000 6200 0100 1400