

## Fiche de Stress

Vitassay Healthcare S.L.U.  
Parque Tecnológico Walqa  
Ctra. N-330 Km. 566  
22197 Huesca (Spain)  
Tel.: (+34) 974 001 193  
www.vitassay.com  
info@vitassay.com

**“VITASSAY HEALTHCARE S.L.U.” (VAT N° B-22401343)**, société de droit espagnol, spécialisée dans la Recherche, le Développement et la Fabrication de produits de Diagnostic In Vitro, située à Huesca, Espagne, certifie que :

La durée de péremption et la stabilité des kits VITASSAY et des contrôles internes lors du transport, a été évaluée. Le test de stress lors du transport se base sur la connaissance des conditions de transport.

En conséquence ;

1. Les produits VITASSAY doivent être stockés à une température de 2°C à 30°C dans leur emballage d'origine scellé jusqu'à la durée de péremption indiqué sur l'étiquette.
2. Les produits VITASSAY peuvent être expédiés à température ambiante. La durée de transit maximale recommandée hors limites de température de stockage de 2°C à 30°C est d'une semaine.

Huesca, le 17 mai 2019



Signé par : Guillermo Tejedor  
Représentant légal